

## Коммерческое предложение

### Пинцет хирургический. Длина 20 см

Артикул: 5268

Цена: 72.33 грн



**Пинцет хирургический** предназначен для надежного удержания плотных тканей ( фасций, апоневрозов, кожи) благодаря браншам, снабженным зубчиками, но при этом они травмируют нежные ткани. Длина 200 мм.

**Пинцет хирургический** изготавливается на высокоточном оборудовании из стали, маркировка 420 по ISO 7153-1 и не уступает по своему качеству аналогам отечественных и зарубежных производителей. Высокие технологии производства гарантируют долгий срок службы инструментария при условии соблюдения правил эксплуатации, предстерилизационной обработки, стерилизации, автоклавирования и хранения.