

## Коммерческое предложение

**Зеркало влагалищное  
двухстворчатое по Cusco №1.  
Размеры: 105 x 95 x 25 мм**

Артикул: 5298

Цена: 147.68 грн



**Зеркало влагалищное по Куско** предназначено для осмотра шейки матки. Размеры : 105x95x25 мм.

Зеркало влагалищное по Куско изготовлено на высокоточном оборудовании из стали, маркировка 420 по ISO 7153-1 и не уступает по своему качеству аналогам отечественных и зарубежных производителей. Высокие технологии производства гарантируют долгий срок службы инструментария при условии соблюдения правил эксплуатации, предстерилизационной обработки, стерилизации, автоклавирования и хранения.