

## Коммерческое предложение

### Одноразовый круглый контейнер желто/красный DISPO объемом 3,0 л

Артикул: 6034

Цена: 0.00 грн



Серия DISPO LINE состоит из 8 контейнеров конической формы одноразового использования для утилизации колюще-режущих медицинских отходов. Крышка плотно одевается на корпус контейнера для исключения утечки отходов и гарантии безопасности. Все контейнеры имеют отверстия для отходов: одно широкое отверстие для безконтактного удаления больших материалов; три отверстия меньшего диаметра для инъекционных игл шприцев, съемных лезвий скальпелей, скарификаторов, хирургических игл (сосудистых, микрохирургических, офтальмологических) и т.д.

#### **Основные преимущества:**

1. Непревзойденная стабильность;
2. Простота сборки;
3. Легкая и практичная система открытия;
4. Выступы и отверстия для удаления инъекционных игл шприцев, съемных лезвий скальпелей, скарификаторов, хирургических игл (сосудистых, микрохирургических, офтальмологических) и т.д.;
5. Широкое отверстие для удаления большого материала;
6. Отметка максимального наполнения;
7. Отсутствие выброса вредных газов при сжигании контейнеров;
8. Надежная фиксация крышки на корпусе контейнера.

Необходимо следить за тем, чтобы объем утилизируемого материала не превышал отметки максимального наполнения.

Производство Италия.

#### **Технические характеристики**

Высота см.	20,5
Диаметр см.	16,9