

## Коммерческое предложение

### Контейнер для окраски предметных стекол, на 10 мест

Артикул: 3185

Старая цена: ~~217.60~~ грн

Новая цена: 150.40 грн



**Контейнер для окраски предметных стекол на 10 мест тип Шиффедеккер** предназначен для окраски микропрепаратов на предметных стеклах. Контейнер изготовлен из высококачественного нейтрального стекла (НС).

#### **Технические характеристики**

Количество мест:	ДхШхВ, мм:
10	93x73x45

#### Технические характеристики