

## Коммерческое предложение

### Пипетка к СОЭ-метру

Артикул: 6001

Старая цена: ~~6.70~~ грн

Новая цена: 6.20 грн



Пипетки стеклянные к СОЭ-метру предназначены для измерения высоты столба плазмы крови при определении такого важного клинического показателя крови, как скорости оседания эритроцитов. При определении скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в условиях лаборатории применяется специальное оборудование - прибор СОЭ-метр, составной частью которого является пипетка к СОЭ-метру.

**Стеклянная пипетка СОЭ** вставляется в штатив СОЭ-метра с использованием уплотнителей из резины. Пипетка представляет собой прямую капиллярную трубку длиной 172мм с зашлифованным нижним торцом. Вдоль капилляра нанесена четкая линейная шкала (0-90 мм) с ценой деления 1мм.

**Пипетка СОЭ-метру (или капилляр Панченкова)** изготовлена из химически стойкого стекла, что делает её устойчивой ко всем видам стерилизации.